

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article.
Laissez le quotidien de côté pour un moment. Faites travailler vos muscles en même temps, où que vous soyez !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Appareil de massage avec patch autoadhérent
- 2x pile bouton type CR2032
- Mode d'emploi

Généralités

Cet appareil de massage au design papillon envoie des impulsions électroniques inoffensives qui peuvent stimuler la circulation sanguine et les muscles. L'appareil est petit, maniable, silencieux et léger. Ainsi, vous pouvez l'utiliser presque partout. Stimulez vos muscles en lisant un livre, en regardant la TV, en vous reposant ou en téléphonant. Vous n'avez pas besoin de gel, puisque le pad est en silicone.

Remplacement du patch

Le patch de massage en silicone est connecté à l'appareil grâce à des aimants. Si vous souhaitez remplacer le patch, retirez délicatement les aimants et mettez en place un nouveau patch. N'utilisez pas l'appareil de massage sans le patch en silicone.

Utilisation

- Avant la première utilisation, ouvrez le compartiment à piles et insérez une pile, pole "+" vers le haut. Remettez en place le couvercle et fermez le compartiment à piles.
- L'appareil est très simple à utiliser. Dans un premier temps, choisissez la partie de votre corps que vous souhaitez stimuler. Allumez ensuite l'appareil, choisissez un mode et réglez l'intensité de l'impulsion. Le programme se lance automatiquement. Le programme s'arrête automatiquement au bout de 12 minutes. Si vous souhaitez continuer la stimulation, relancez le programme.



NOTE :

Un massage ne doit pas durer plus de 20 minutes. Après utilisation, éteignez l'appareil puis attendez environ 30 minutes avant une nouvelle utilisation.

Fonctions des touches

ON/INC	Quand l'appareil est éteint, appuyez une fois sur ce bouton pour l'allumer. La LED 1 s'allume. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton, l'appareil commence la stimulation. L'intensité est maintenant sur le niveau 1. Pour augmenter l'intensité des impulsions, appuyez autant de fois sur le bouton que nécessaire, jusqu'à atteindre l'intensité souhaitée. L'intensité maximale est le niveau 10.
OFF/DEC	Ce bouton vous permet de réduire progressivement l'intensité des impulsions. Chaque pression réduit l'intensité d'un niveau. Si vous appuyez sur ce bouton alors que l'intensité est au niveau 1, le programme en cours est stoppé. La LED s'arrête de clignoter et reste allumée en continu. Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton.
PROGRAM	Ce bouton vous permet de sélectionner le mode de stimulation. Les LED vous indiquent l'état actuel : Mode A : L1 allumée, L2 éteinte, L3 éteinte, L4 éteinte Mode B : L1 éteinte, L2 allumée, L3 éteinte, L4 éteinte Mode C : L1 allumée, L2 allumée, L3 éteinte, L4 éteinte Mode D : L1 éteinte, L2 éteinte, L3 allumée, L4 éteinte Mode E : L1 éteinte, L2 éteinte, L3 éteinte, L4 allumée Mode F : L1 éteinte, L2 éteinte, L3 allumée, L4 éteinte
LED	Quatre LED : L1, L2, L3, L4

Fonctions des différents modes en fonctionnement

Lors du fonctionnement, les différentes LED clignotent. Lorsqu'une LED s'allume, une impulsion est émise. Lorsqu'elle est éteinte, aucune impulsion n'est émise.

Chaque mode se différencie par la fréquence et la durée de chaque impulsion :

Mode A : L1 clignote, L2, L3, L4 sont éteintes.

Impulsion : active 180 ms, inactive 180 ms

Mode B : L2 clignote, L1, L3, L4 sont éteintes.

Impulsion : active 0,5 s, inactive 0,5 s

Mode C : L1, L2 clignotent, L3, L4 sont éteintes.

Impulsion : active 3 s, inactive 1,5 s

Mode D : L1, L2 clignotent, L1, L2, L3, L4 sont éteintes.

Description des impulsions :

Mode A : 10-20 secondes ► **Mode B** : 10-40 secondes ► **Mode A** : 10-20 secondes en répétition constante. Les LED clignotent en fonction du mode actif.

Mode E : L4 clignote, L1, L2, L3 sont éteintes

Description des impulsions : **Mode A** : 10-90 secondes ► **Mode B** : 10-90 secondes ► **Mode C** : 10-90 secondes

Mode F : L3, L4 clignotent, L1, L2 sont éteintes

Impulsion : active 180 ms, inactive 180 ms, avec génération constante d'impulsions

Chacun de ces 6 modes possède 10 niveaux d'intensité différents qui produisent des impulsions plus ou moins fortes. Le niveau 1 est le plus faible et le niveau 10 le plus fort.

Grâce au patch de massage, développez les muscles des parties suivantes de votre corps : ventre, nuque, épaules, poitrine, abdominaux supérieurs, abdominaux inférieurs, taille, haut du dos, milieu du dos et bas du dos.



ATTENTION :

Placez le patch de massage uniquement sur des zones du corps ne présentant pas de risques, et pour lesquelles vous souhaitez développer vos muscles. Ne placez pas le patch de massage sur les organes génitaux, la tête, ou à proximité du cœur. Les femmes enceintes et les enfants de doivent pas utiliser le patch de massage !

Consignes d'utilisation

- Le produit ne doit pas être utilisé sur ou à proximité de blessures ouvertes, ni en cas de maladies de la peau ou de réactions allergiques.
- Ne pas utiliser l'appareil de massage si votre corps est encore mouillé, après une douche ou un bain.
- Gardez l'appareil toujours bien propre. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon sec.
- Ne pas utiliser l'appareil de massage au niveau de la tête ou des parties génitales.
- L'appareil de massage n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants !

L'appareil de massage n'est pas adapté pour :

- les personnes atteintes d'une maladie cardiaque ou portant un appareil médical comme un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur.
- les personnes ayant une fièvre élevée, une maladie grave, douloureuse, ou une tension artérielle anormale.
- les femmes enceintes ou les femmes venant d'accoucher.
- les personnes qui se sentent mal.
- les personnes présentant des tumeurs malignes ou des maladies tuberculeuses.

Si vous vous trouvez sous traitement médical, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.



ATTENTION !

***L'appareil de massage n'est pas un appareil médical !
Ne l'utilisez pas si les vibrations vous dérangent.***

Utilisation conforme

Cet appareil est destiné à masser des parties isolées du corps humain. Il ne peut en aucun cas remplacer un traitement médical. N'utilisez pas l'appareil de massage si une ou plusieurs des mises en gardes vous concernent. Si vous n'êtes pas sûr si l'appareil est adapté pour vous, interrogez votre médecin.



N'utilisez PAS l'appareil de massage :

- chez l'animal
- chez l'enfant
- pour des massages au niveau du cœur si vous portez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur
- sur une peau ou des parties du corps gonflées, brûlées, inflammées ou abîmées
- pendant une grossesse ou après un accouchement
- sur les parties génitales, le visage (les yeux), au niveau du larynx ou toute autre partie sensible du corps
- lorsque vous dormez
- après la prise de médicaments ou d'alcool (capacité de perception altérée !).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) qui souffrent d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'appareil, sauf s'ils travaillent sous la supervision ou l'encadrement d'une personne qualifiée et responsable de leur sécurité, pouvant les guider lors de l'utilisation de ce produit.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- En cas de maladie grave, d'opération précédemment subie, de rhume accompagné de fièvre, de varices, de thromboses, d'inflammations veineuses, de jaunisse, de diabète, de maladies nerveuses (p. ex. sciatique) ou d'inflammations aiguës, interrogez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton.
- Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses.
- Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PE-5255 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.05.2014